

Pacientas sergantis **periodonto** ligomis



Pirmąjį „Sonicare“
užsakymą atliko Amerikos
periodontologų akademija
1992 metais.

Spaudimo jutiklis
Intensyvumo nustatymai
Trigubos srovės pasirinkimas



„Philips Sonicare“
„FlexCare Platinum
Connected“

„Philips Sonicare“
„ProtectiveClean Gum
Health“

„Philips Sonicare“
„AirFloss Ultra“

Gingivitas



Uždegimo apimtoms, patinusioms ir jautrioms dantenoms tinkamiausia yra „**Optimal Gum Care**“ šepetėlio galvutės su minkštais šereliais.



Praėjus jautrumui, pacientams su ortodontinėmis anomalijomis rekomenduojame „**InterCare Mini**“ šepetėlio galvutę.



Praėjus jautrumui, naudokite „**ProResults Standard**“ šepetėlio galvutę.



„**AirFloss Ultra**“ yra naudingas uždegimo apimtų dantenų priežiūros priedas. Tarpdančių irigatoriaus pagalba antibakteriniai skalavimo skysčiai patenka į tikslesnes vietas.



„**Optimal Gum Care**“



„**ProResults Standard**“



„**InterCare Mini**“



„**AirFloss Ultra**“ purkštukas

Atviros šaknys



Pažengusio periodontito ir atvirų šaknų atveju geriausiai tinka „**Premium Plaque Defense**“ šepetėlio galvutė dėl didelės šerelių judesio amplitudės



Dėl šerelių išskarpymo ilgiausi „**InterCare Standard**“ šepetėlio galvutės šereliai geriausiai patenka į plačius tarpdančius.



„**Premium Plaque Defense**“



„**Premium Gum Care**“



„**InterCare Standard**“



„**Sensitive Standard**“



„**AirFloss Ultra**“ purkštukas

„**Sensitive Mini**“ šepetėlio galvutė gali netikti. Pacientas pernelyg ilgai užtrukų valydamasis dantis, o geriausių rezultatų nepasiektų.

Periodonto kišenės



Dinaminė skysčio tekė padeda įnešti deguonies į dantenų vagele, tarpdančius ir periodonto kišenes, kurias kolonizuoja anaerobai. Reguliarus masažas gerina dantenų kraujotaką.

Patarimai



Rekomenduojame kasdien dezinfekuoti šepetėlių galvutes.



Niekada nekreipkite „**AirFloss Ultra**“ purkštuko tiesiai į periodonto kišenes.



Periodontologiniams pacientams rekomenduojame dantis valyti ilgiau (4–6 minutes).

